

PRÄZISIONSWAAGE

PRODUKTNUMMER 9231

Handel, Gewerbe und Industrie



- › Wägebereich 120 g, Ziffernschritt 0,001 g
- › Wägebereich 1.200 g, Ziffernschritt 0,01 g
- › Hinterleuchtete LCD-Anzeige
- › Integrierter Akku
- › Inklusive Kalibriergewicht

PRÄZISIONSWAAGE

PRODUKTNUMMER 9231

Eigenschaften



Wägen, Zählen, Trieren und Prozentfunktion. Präzisionswaage mit sehr hoher Auflösung von 120.000 Ziffernschritten. Ein hochpräzises Messinstrument für Labor, Rezeptur, Kontrolle und Stückzählung. Das mitgelieferte Kalibriergewicht garantiert jederzeit Genauigkeit.

Technische Daten

- › Wägeplattform aus Edelstahl (ø 120 mm)
- › LCD-Anzeige hinterleuchtet mit 13 mm hohen Ziffern
- › Libelle
- › Datenschnittstelle RS 232
- › Inklusive Kalibriergewicht
- › Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
- › Steckernetzteil 230 V, serienmäßig integrierter Akku
- › Batteriesparmodus

Funktionen

- › Wiegen und Trieren
- › Zählen
- › Prozentverwiegung
- › Plus-Minus-Verwiegung
- › Einheitenumschaltung kg/lb

Optional

- › Windschutz (Bestell Nr. 2500.03.002) aus Plexiglas, Seiten einzeln steckbar, Abmessungen 182 x 145 x 100 mm
- › Datenkabel (Bestell Nr. 2550.03.014)
- › Druckerdatenkabel (Bestell Nr. 2550.03.015)



Windschutz

Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Ziffernschritt	Linearität	Abmessungen	Gewicht
	g	g	g	mm	kg
9231.01.001	120	0,001	± 0,01	180 x 230 x 65	1,2
9231.02.001	1.200	0,01	± 0,1	180 x 230 x 65	1,2

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com