

# BETTENWAAGE BLUETOOTH

PRODUKTNUMMER 7711

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Geeicht Klasse III, MPG-Klasse 1
- › Kabellose Messwertübertragung
- › Geringer Energiebedarf der Fußsensoren
- › Reichweite: 10 m
- › Easy-Lift-System – innovative Hubtechnologie

# BETTENWAAGE BLUETOOTH

PRODUKTNUMMER 7711

## Eigenschaften



Die funktional gestaltete, handliche Bettenwaage von Soehnle Professional eignet sich ideal für die Nutzung in Krankenhäusern, Rehakliniken und Altenpflegeheimen. Durch vier über Funkverbindung korrespondierende Waagenelemente ist sie besonders einfach zu montieren, da keine mühsame Verkabelung erforderlich ist. Dadurch gestaltet sich auch das Reinigen bedeutend komfortabler, so dass eine bessere Hygiene im Krankenzimmer gegeben ist. Das Auswertegerät bietet zudem optionale Schnittstellen zur Übertragung der Gewichtswerte zur Weiterverarbeitung.

### Ausführung

- › Kabellose Messwertübertragung vom Fußsensor zum Auswertegerät
- › Geringer Energiebedarf der Fußsensoren
- › Hubeinrichtung in Fußsensor integriert
- › Ruhige Gewichtsanzeige durch Filterung
- › Reichweite: 10 m
- › Gute Ablesbarkeit durch große Ziffern
- › LCD, Ziffernhöhe: 20 mm

### Technische Daten

- › Stromversorgung: Batterie- und Netzbetrieb
- › Batterielaufzeit 10 Std. bei Dauerbetrieb, Stand by 125 Std.
- › 8 Batterien im Lieferumfang enthalten (Blei-Gel-Akku 6 V 1,2 Ah)
- › Ladestation für 4 Batterien (Fußsensor) mit Schnell- und Erhaltungsladung
- › Raddurchmesser 130 -160 mm (kleinere Durchmesser optional)
- › Radbreite max. 71 mm
- › Schnittstelle RS232 zu PC/EDV

## Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Zifferschnitt	Abmessungen	Gewicht
	kg	g	mm	kg
7711.01.001 (mit Fahrwagen)	500	bis 300 kg = 100 g, ab 300 kg = 200 g	875 x 470 x 1.080	30,8
7711.02.001 (ohne Fahrwagen)	500	bis 300 kg = 100 g, ab 300 kg = 200 g		22,8

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)