

BABYWAAGE

PRODUKTNUMMER 7725

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Geeicht Klasse III, MPG Klasse 1
- › Besonders hohe Auflösung 2 g / 5 g
- › Tarafunktion, Holdfunktion
- › Babywaage mit ansteckbarem Baby-längenmessstab (Option)
- › Netz- und Batteriebetrieb

BABYWAAGE

PRODUKTNUMMER 7725

Eigenschaften



Die Soehnle Professional Babywaage 7725 ist eine Zweiteilungs-
waage mit hoher Präzision und Zuverlässigkeit. Dämpfungs- und
Holdfunktionen garantieren eine stabile Gewichtsanzeige. Ein
weiterer Vorteil der Babywaage ist ihr stabiler und kipsicherer
Stand für sicheres Wiegen unserer Babys. Pflegeleichter Kunst-
stoff und ergonomische Formen ohne Rillen und Einzelteile
ermöglichen eine einfache und hygienische Reinigung.

- › Geeicht Klasse III, MPG Klasse 1
- › Einfache Bedienung
- › Kontrastreiche LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern
- › Großer Ablesewinkel
- › Automatische Nullstellung beim Einschalten
- › Tarafunktionstaste (aufgelegte Unterlagen können tariert werden)
- › Holdfunktion
- › Akustische Signale
- › Netz- oder Batteriebetrieb
- › Steckernetzteil mit Kontroll-LED (im Lieferumfang enthalten)
- › Auto-Off bei Batteriebetrieb

Zubehör

- › Baby-Längenmessstab (Bestell-Nr. 5005.10.001) einfach
montierbar, Messbereich 35 - 80,1 cm, Ziffernschritt 1 mm,
separate Anzeige, extra Batteriefach, Abschaltautomatik

Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Ziffernschritt	Abmessungen	Gewicht
	kg	g	mm	kg
7725.01.001	15	bis 6 kg = 2 g, ab 6 kg = 5 g	600 x 355 x 120	4,6

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com