

# BABYWAAGE

PRODUKTNUMMER 7725

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Geeicht Klasse III
- › MPG Klasse 1
- › Tarafunktion
- › Holdfunktion
- › Babylängenmessstab optional

# BABYWAAGE

PRODUKTNUMMER 7725

## Eigenschaften



Die Soehnle Professional Babywaage 7725 ist eine Zweiteilungs- waage mit hoher Präzision und Zuverlässigkeit. Dämpfungs- und Holdfunktionen garantieren eine stabile Gewichtsanzeige. Ein weiterer Vorteil der Babywaage ist ihr stabiler und kipsicherer Stand für sicheres Wiegen unserer Babys. Pflegeleichter Kunststoff und ergonomische Formen ohne Rillen und Einzelteile ermöglichen eine einfache und hygienische Reinigung.

- › Geeicht Klasse III, MPG Klasse 1
- › Einfache Bedienung
- › Kontrastreiche LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern
- › Großer Ablesewinkel
- › Automatische Nullstellung beim Einschalten
- › Tarafunktionstaste (aufgelegte Unterlagen können tariert werden)
- › Holdfunktion
- › Akustische Signale
- › Netz- oder Batteriebetrieb
- › Steckernetzteil mit Kontroll-LED (im Lieferumfang enthalten)
- › Auto-Off bei Batteriebetrieb

### Zubehör

- › Baby-Längenmessstab (Bestell-Nr. 5005.10.001) einfach montierbar, Messbereich 35 - 80,1 cm, Ziffernschritt 1 mm, separate Anzeige, extra Batteriefach, Abschaltautomatik

## Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Ziffernschritt	Abmessungen	Gewicht
	kg	g	mm	kg
7725.01.001	15	bis 6 kg = 2 g, ab 6 kg = 5 g	600 x 355 x 120	4,6

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)