

# BALANCE DE PRÉCISION

NUMÉRO DE PRODUIT 9231

Industrie, commerce et artisanat



- › Portée 120 g, Echelon 0,001 g
- › Portée 1 200 g, Echelon 0,01 g
- › Affichage rétroéclairé à cristaux liquides
- › Accu inclus
- › Poids étalon inclus

# BALANCE DE PRÉCISION

NUMÉRO DE PRODUIT 9231

## Qualités



Pesage, comptage, tarage et calcul en pourcentage. Balance de précision offrant une résolution très élevée de 120 000 e. Instrument de mesure d'une très grande précision pour les laboratoires, les opérations de dosage, de contrôle et de comptage de pièces. Le poids étalon inclus garantit une précision constante.

### Fiche technique

- › Plateau en inox (ø 120 mm)
- › Affichage rétroéclairé à cristaux liquides avec chiffres de 12 mm
- › Niveau à bulle
- › Interface RS232
- › Poids étalon fourni
- › Protection IP 54 contre les poussières et projections d'eau
- › Alimentation secteur 230 V, accumulateur intégré standard
- › Mode économiseur d'énergie

### Fonctions

- › Pesage et tarage
- › Comptage
- › Pesée en pourcentage
- › Pesage positif/négatif
- › Sélection d'unités de poids kg/lb

### Options

- › Abat-vent (Numéro de commande 2500.03.002) en plexiglas, les côtés sont montables séparément, Dimensions 182 x 145 x 100 mm
- › Câble de données (Numéro de commande 2550.03.014)
- › Câble de données d'imprimante (Numéro de commande 2550.03.015)



Cloche

## Informations de commande

N° de commande	Portée	Echelon	Linéarité	Dimensions	Poids
	g	g	g	mm	kg
9231.01.001	120	0,001	± 0,01	180 x 230 x 65	1,2
9231.02.001	1 200	0,01	± 0,1	180 x 230 x 65	1,2

Votre spécialiste Soehnle :

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)