

# PRÄZISIONSWAAGE

PRODUKTNUMMER 2873

Handel, Gewerbe und Industrie



- > Vielseitiger Einsatz und hohe Genauigkeit
- > Wägebereich 3.200 g/6.200 g
- > Ziffernschritt ab 0,1 g
- > Eichfähig Klasse II

# PRÄZISIONSWAAGE

PRODUKTNUMMER 2873



## Die Präzisionswaage

Einfache Bedienung, problemloser Umgang und hohe Genauigkeit, also die klassische Laborwaage. Die Simultan-Kapazitäts-Anzeige vermittelt den raschen Überblick über die beanspruchte, respektive die freie Wägekapazität.

## Die Referenzwaage

Ein genaues Referenzgewicht bestimmt die Genauigkeit der errechneten Stückzahl. Deshalb sollte das Referenzgewicht von sehr leichten Teilen mittels der hochgenauen Referenzwaage 2873 ermittelt werden. Die Waage 2873 wird als Referenzwaage direkt mit dem Anzeigergerät der Mengenwaage verbunden.

## Eigenschaften

### Ausführung

- › Gehäuse aus Aluminium Druckguss, weiß lackiert
- › Wägeplattform aus rostfreiem Chromnickelstahl
- › Große, gut lesbare multifunktionale Fluoreszenzanzeige
- › Individuelle Benutzerkonfiguration
- › Kapazitätsanzeige
- › Bedienerführung als Klartext im Display
- › Alle Funktionen werden mit nur 5 Tasten gesteuert
- › Schutzart IP 54
- › Eichfähig nach Genauigkeitsklasse II
- › Anbindung durch digitale Datenschnittstelle als Referenzwaage an Anzeigergeräte 3030/3020
- › Einheiten in kg oder lb

### Technische Daten

- › Plattformgröße: 200 x 200 mm
- › Stromversorgung: 220 V, 50 - 60 Hz
- › Datenschnittstelle: RS232/V24 für Anschluss an EDV, Drucker oder Anzeigergerät
- › Betriebstemperatur: 5° - 40°C

### Lieferumfang

- › Schutzhülle für das Display
- › Steckernetzteil AC/DC mit 1,5 m Kabel

## Bestellinformationen

| Bestellnummer | Wägebereich | Ziffernschritt | Zählempfindung | Abmessungen    | Gewicht |
|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|               | g           | g              | g              | mm             | kg      |
| 2873.11.001   | 3.200       | 0,1            | 0,1            | 210 x 340 x 89 | 4,5     |
| 2873.12.001   | 6.200       | 1              | 1              | 210 x 340 x 89 | 4,5     |

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)