

# LIFTERWAAGE

PRODUKTNUMMER 2926

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Einfache Ein-Tasten-Bedienung
- › In viele Liftersysteme integrierbar
- › Abschaltautomatik zur Batterieschonung
- › Wägebereich 150 kg
- › Netz- und Batteriebetrieb

# LIFTERWAAGE

PRODUKTNUMMER 2926

## Eigenschaften



Elektronische Lifterwaagen für höchste Ansprüche – hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und leichtes Ablesen sind die wichtigsten Faktoren für das Wiegen von liegenden und bettlägerigen Patienten in Alten- und Pflegeheimen.

### Technische Daten

- › Netzbetrieb: Steckernetzteil 230 V/50-60 Hz, 2 m Kabel
- › Batteriebetrieb mit 4 Mignon-Batterien 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- › Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb (Zeit einstellbar)
- › Kontrastreiche LCD-Anzeige
- › Abmessungen Wiegeelement L 100 x B 30 x H 60 mm

### Ausführung

- › Einfache Ein-Tasten-Bedienung
- › Abschaltautomatik zur Batterieschonung
- › Verschleiß- und Wartungsfrei
- › Anzeigegerät aus schlagfestem Kunststoff
- › Kontrastreiche LCD-Anzeige
- › Einheiten in kg oder lb

### Optional

- › Ladenetzteil mit Akkubatterien für ca. 200 Std. Betriebsdauer (Bestell-Nr. 2557.03.001)

## Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Ziffernschritt	Abmessungen	Gewicht
	kg	g	mm	kg
2926.03.001	150	100	100 x 30 x 60	1

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)