

# PERSONENWAAGE

PRODUKTNUMMER 6163

Medizin, Gesundheit und Wellness



# PERSONENWAAGE

PRODUKTNUMMER 6163



## Eigenschaften

Die Zeiger-Personenwaagen 6163 sind die idealen Waagen für den Einsatz in der Apotheke, im Fitness-Studio oder in der Reha-Klinik. Unkomplizierte Handhabung, robustes Gehäuse und große Kreiszeigeranzeige in klassischem Design zeichnen die Soehnle Professional-Personenwaagen aus.

### Ausführung

- > Große und übersichtliche Kreiszeigeranzeige
- > Robustes Gehäuse aus Stahl
- > Klassisches Design
- > Wägeplattform mit pflegeleichtem Kunststoffbelag

## Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Ziffersschritt	Gewicht	Abmessungen	Skalendurchmesser
	kg	kg	kg	mm	mm
6163.01.001	160	1	3	320 x 430 x 70	180

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)