

PESE-PERSONNE

NUMÉRO DE PRODUIT 6163

Médecine, santé, forme et bien-être



PESE-PERSONNE

NUMÉRO DE PRODUIT 6163



Qualités

Les pèse-personnes 6163 à aiguille sont les balances idéales pour les pharmacies, les centres de forme ou les cliniques de rééducation. Les balances Soehnle Professional se caractérisent par une manipulation simple, un boîtier robuste et un grand cadran à aiguille au design classique.

Conception

- > Grand cadran très lisible
- > Boîtier robuste en acier
- > Design classique
- > Matière synthétique sur le plateau, de nettoyage facile

Informations pour la commande

N° de commande	Portée en kg	Echelon en kg	Poids en kg	Dimensions en mm	Diamètre du cadran en mm
6163.01.001	160	1	3	320 x 430 x 70	180

Votre spécialiste Soehnle Professional :

www.soehnle-professional.com