

# PERSONENWAAGEN

PRODUKTNUMMER 7700

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Geeicht Klasse III, MPG Klasse 1
- › BMI- und Dialyse-Funktion
- › Wägebereich 250 kg
- › Zifferschnitt ab 50 g
- › Netz- und Batteriebetrieb

# PERSONENWAAGEN

PRODUKTNUMMER 7700



## Eigenschaften

Die Waagen für höchste Ansprüche. Neben der Eichung entsprechend der Eichklasse III und der Zulassung nach MPG sind hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und leichtes Ablesen die wichtigsten Faktoren für das Wiegen in Arztpraxen und Krankenhäusern.

### Technische Daten

- › Netzbetrieb: Steckernetzteil Input 230 V/50-60 Mz, 2 m Kabel
- › Batteriebetrieb für ca. 120 Stunden mit 4 Mignon-Batterien 1,5 V
- › Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb (Zeit einstellbar)
- › Abmessungen des Anzeigerätes: L 306 x B 77 x H 82,6 mm
- › Plattformgröße: L 310 x B 275 mm

### Ausführung

- › Geeicht (Eichklasse III), MPG Klasse 1
- › BMI-, Hold- und Dialyse-Funktion
- › Wägeplattform mit pflegeleichtem, hautsympathischem Belag
- › Anzeigerät aus Aluminiumprofil mit Kunststoffteilen
- › mit Stativ
- › 7-stellige LCD-Anzeige, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 20 mm
- › Zweibereichsausführung
- › Einheiten in kg oder lb

### Optional

- › Ladenetzteil mit Akkubatterien ca. 120 Stunden Betriebsdauer (Bestellnummer 2557.04.001)
- › Serielle Schnittstelle RS232
- › Rollensatz für Fahrbarmachung 7700.01.001 (Bestell-Nr. 2513.01.001)
- › Längenmessstab (Bestell-Nr. 5002.02.001)
- › Elektronisches Personenlängen-Messgerät (Bestell-Nr. 5001.01.001)

## Bestellinformationen

Bestellnummer	Bestellnummer	Wägebereich	Zifferschritt	Abmessungen	Gewicht
ohne Schnittstelle	mit Schnittstelle	kg	g	mm	kg
7700.01.001	7700.01.002	250	bis 150 kg = 50 g ab 150 kg = 100 g	310 x 400 x 865	12

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)