

PERSONENWAAGEN

PRODUKTNUMMER 7701

Medizin, Gesundheit und Wellness



- > Geeicht Klasse III, MPG Klasse 1
- > BMI- und Dialyse-Funktion
- > Wägebereich 250 kg
- > Zifferschnitt ab 50 g
- > Netz- und Batteriebetrieb

PERSONENWAAGEN

PRODUKTNUMMER 7701



Eigenschaften

Die Waage für höchste Ansprüche – Neben der Eichung entsprechend der Eichklasse III und der Zulassung nach MPG sind hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und leichtes Ablesen die wichtigsten Faktoren für das Wiegen in Arztpraxen und Krankenhäusern.

Technische Daten

- › Netzbetrieb: Steckernetzteil Input 230 V/50-60 Hz, 2 m Kabel
- › Batteriebetrieb für ca. 160 Stunden mit 4 Mignon-Batterien 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- › Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb (Zeit einstellbar)
- › Abmessungen des Anzeigerätes: L 306 x B 77 x H 82,6 mm
- › Plattformgröße: L 310 x B 275 mm
- › Messkabel zwischen Anzeigerät und Wägebrücke ca. 2 m lang

Ausführung

- › Geeicht (Eichklasse III), MPG Klasse 1
- › BMI- und Dialyse-Funktion
- › Wägeplattform mit pflegeleichtem, hautsympathischem Belag

- › Anzeigerät aus Aluminiumprofil mit Kunststoffteilen mit Tisch- und Wandhalterung
- › 7-stellige LCD-Anzeige, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 20 mm
- › Zweibereichsausführung
- › Einheiten in kg oder lb

Optional

- › Ladenetzteil mit Akkubatterien für ca. 120 Stunden Betriebsdauer, (Bestellnummer 2557.04.001)
- › Serielle Schnittstelle RS 232
- › Elektronisches Personenlängen-Messgerät (Bestell-Nr. 5001.01.001)
- › mit Transportkoffer

Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Ziffernschritt	Abmessungen	Gewicht
ohne Schnittstelle	kg	g	mm	kg
ohne Transportkoffer:				
7701.02.001	250	bis 150 kg = 50 g, ab 150 kg = 100 g	400 x 310	8
mit Transportkoffer:				
7701.01.001	250	bis 150 kg = 50 g, ab 150 kg = 100 g	605 x 395 x 135	10
mit Schnittstelle				
ohne Transportkoffer:				
7701.02.002	250	bis 150 kg = 50 g, ab 150 kg = 100 g	400 x 310	8
mit Transportkoffer:				
7701.01.002	250	bis 150 kg = 50 g, ab 150 kg = 100 g	605 x 395 x 135	10

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com