

PESE-PERSONNE

NUMÉRO DE PRODUIT 7701

Médecine, santé, forme et bien-être



- › Métrologie légale : classe III, classe 1 pour les dispositifs médicaux
- › Analyse de l'indice de masse corporelle, fonction Hold et dialyse
- › Portée : 250 kg
- › Echelon à partir de 50 g
- › Alimentation secteur et par piles

PESE-PERSONNE

NUMÉRO DE PRODUIT 7701



Qualités

Balance répondant aux exigences les plus strictes. Outre sa conformité aux normes de métrologie légale de classe III et son homologation comme dispositif médical, sa précision, sa fiabilité, sa simplicité d'utilisation et sa lisibilité en font la balance de choix pour les cabinets médicaux et les établissements hospitaliers.

Fiche technique

- › Alimentation secteur : bloc d'alimentation avec 230 V/50-60 Hz en entrée, câble de 2 m
- › Alimentation par 4 piles Mignons de 1,5 V pour une autonomie de 160 h (piles non fournies)
- › Fonction Auto-Off (avec horaire réglable) avec l'alimentation par piles
- › Dimensions de l'indicateur : L 306 x l 77 x H 82,6 mm
- › Dimensions de la plate-forme : L 310 x l 275 mm
- › Câble de mesure entre l'indicateur et le récepteur de charge d'une longueur d'environ 2 m

Conception

- › Métrologie légale : classe III, classe 1 pour les dispositifs médicaux
- › Analyse de l'indice de masse corporelle, fonction Hold et de dialyse
- › Plate-forme de pesée avec revêtement d'entretien facile et d'un contact agréable
- › Indicateur en aluminium profilé avec pièces en matière synthétique et support pour comptoir et montage mural
- › Afficheur à cristaux liquides à 7 caractères, rétro-éclairé, avec chiffres de 20 mm de haut
- › Mode bi-étendu
- › Unités de poids en kg ou lb

Options

- › Adaptateur chargeur avec accus pour une autonomie d'environ 120 h (N° de commande 2557.04.001)
- › Interface série RS 232
- › Toise électronique (N° de commande 5001.01.001)
- › avec mallette de transport

Informations pour la commande

N° de commande	Portée	Echelon	Dimensions	Poids
sans interface		en kg	en mm	en g
sans mallette de transport:				
7701.02.001	250	jusqu'à 150 kg = 50 g, à partir de 150 kg = 100 g	400 x 310	8
avec mallette de transport:				
7701.01.001	250	jusqu'à 150 kg = 50 g, à partir de 150 kg = 100 g	605 x 395 x 135	10
avec interface				
sans mallette de transport:				
7701.02.002	250	jusqu'à 150 kg = 50 g, à partir de 150 kg = 100 g	400 x 310	8
avec mallette de transport:				
7701.01.002	250	jusqu'à 150 kg = 50 g, à partir de 150 kg = 100 g	605 x 395 x 135	10

Votre spécialiste Soehnle Professional :

www.soehnle-professional.com