

FAUTEUIL PESE-PERSONNE

NUMÉRO DE PRODUIT 7702

Médecine, santé, forme et bien-être



- › Fauteuil de pèse-personne
- › Métrologie légale : classe III, classe 1 pour les dispositifs médicaux
- › Repose-pieds et accoudoirs relevables
- › Aucune usure et ne nécessite pas de maintenance
- › Portée : 200 kg
- › Analyse de la masse corporelle, fonction hold et de dialyse

FAUTEUIL PESE-PERSONNE

NUMÉRO DE PRODUIT 7702



Qualités

Fauteuil de pèse-personne répondant aux exigences les plus strictes. Outre sa conformité aux normes de métrologie légale de classe III et son homologation comme dispositif médical, sa précision, sa fiabilité, sa simplicité d'utilisation et sa lisibilité en font la balance de choix pour la pesée de patients ambulatoires ou handicapés dans les établissements hospitaliers, les maisons de retraite et de convalescence.

Conception

- > Métrologie légale : classe III, classe 1 pour les dispositifs médicaux
- > Siège en matière synthétique facile à entretenir et avec une forme adaptée à l'ergonomie du corps
- > Repose-pieds et accoudoirs relevables
- > 4 roues, dont 2 roues avec freins et dirigeables
- > Indicateur : carter en aluminium profilé avec pièces en matière synthétique
- > Afficheur à cristaux liquides à 7 caractères, rétroéclairé, avec chiffres de 20 mm de haut
- > Mode bi-étendu
- > Unités de poids en kg ou lb

Fiche technique

- > Alimentation secteur : bloc d'alimentation secteur : 230 V AC, 50 Hz en entrée, 9 VDC 300 mA en sortie
- > Alimentation par 4 piles Mignons de 1,5 V pour une autonomie de 160 h
- > Fonction Auto-Off (durée réglable)
- > Dimensions : L 580 x l 1100 x H 930 mm
- > Sélecteur d'unités de poids kg/lb

Options

- > Adaptateur-chargeur pour une autonomie d'environ 120 h (N° de commande 2557.04.001)
- > Sacochette permettant de ranger l'alimentation secteur sur le fauteuil de pesée (N° de commande 2507.03.001)
- > Interface série RS 232 pour raccordement à un ordinateur ou imprimante

Informations pour la commande

N° de commande	Portée	Echelon	Dimensions	Poids
	en kg	en g	en mm	en kg
7702.01.001	200	jusqu'à 150 kg = 50 g	580 x 1100 x 930	27
(sans interface)		à partir de 150 kg = 100 g		
7702.01.002	200	jusqu'à 150 kg = 50 g	580 x 1100 x 930	27
(avec interface)		à partir de 150 kg = 100 g		

Votre spécialiste Soehnle Professional :

www.soehnle-professional.com