





7703.50 geeicht

Multifunktionswaage

für Adipositaspatienten und Patienten im Rollstuhl




- S** Geeicht Klasse III, MPG Klasse 1
- S** Beliebig kombinierbar und nachrüstbar
- S** Stabile Geländer für sicheren Halt

**Medizin, Gesundheit und
Wellness**

Multifunktionswaage

für Adipositaspatienten und Patienten im Rollstuhl



Wägeplattform mit zwei Rollen und Haltegriff, inkl. Anzeigegerät

- > Geeicht Klasse III, MPG Klasse 1
- > Transportabel durch zwei Rollen und Haltegriff
- > Geländer, Auffahrampen, Seitenschutz und Adipositasgeländer beliebig kombinierbar
- > Wägeplattform und Geländer aus Aluminium
- > Große Plattform (800 x 800 mm mit Geländer oder Seitenschutz)
- > Sicherer Halt mit stabilen Geländern
- > Anzeigegerät um 180° drehbar
- > Nullstell- bzw. Trierfunktion, BMI-, Hold- und Dialysefunktion
- > Auto-Off-Funktion (Zeit einstellbar)
- > Hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern
- > Wandhalterung/Tischstativ für Anzeigegerät im Lieferumfang enthalten, Montage am Stützgeländer optional

Bestellinformationen

Bestellnummer	7703.50.001
Ausführung	ohne Schnittstelle
Wägebereich	300 kg
Ziffernschritt	100 g
Abmessungen	840 x 880 x 55 mm

Bestellnummer	7703.50.002
Ausführung	mit Schnittstelle
Wägebereich	300 kg
Ziffernschritt	100 g
Abmessungen	840 x 880 x 55 mm

Kombinationsmöglichkeiten/Zubehör

Folgende Geländer, Auffahrrampen und Seitenführungen können an die geeichte Waage angebracht werden:

Stützgeländer

Folgende Bestellnummer beinhaltet 1 Geländer. Es können bis zu 3 Geländer montiert werden. (Bei einer Bestellung von 2 Stützgeländern pro Waage ist eine Geländerverbindung im Lieferumfang enthalten. Bei einer Bestellung von 3 Stützgeländern werden zwei Geländerverbindungen mitgeliefert)


Bestellnummer 2530.03.001
Abmessungen 750 x 850 x 30 mm

Adipositasgeländer (Set)


Folgende Bestellnummer beinhaltet 2 Adipositasgeländer und 1 Stützgeländer 2530.03.001.

(Zwei Geländerverbindungen sind im Lieferumfang enthalten)


Bestellnummer 2530.04.001
Abmessungen 1.360 x 850 x 30 mm



Auffahrrampe zum einfachen Befahren mit Rollstühlen. Folgende Bestellnummer beinhaltet 1 Rampe. Es können 2 Auffahrrampen montiert werden.
Bestellnummer 2505.08.001
Abmessungen 880 x 75 x 48 mm




Seitenführung (Set) zur Verwendung als Rollstuhlwaage. Folgende Bestellnummer beinhaltet 2 Seitenprofile.
Bestellnummer 2502.04.001
Abmessungen 30 x 30 x 820 mm



Geländerverbindung

Für eine bessere Stabilität der Stützgeländer. Folgende Bestellnummer beinhaltet 1 Verbindung mit Schlüssel

Bestellnummer 2510.07.001



Stativhalterung für das Anzeigergerät

Zum Befestigen des Anzeigergerätes an den Stützgeländern der Waage.

Bestellnummer 2510.08.001



Ladenetzteil mit Akkubatterien

Ca. 120 Stunden Betriebsdauer

Bestellnummer 2557.04.001



Tasche für Ladenetzteil

Bestellnummer 2507.03.001

www.soehnle-professional.com

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler: