

BALANCE D'ADIPOSE

NUMÉRO DE PRODUIT 7703.10

Pour le medical, la santé et la forme



- › Métrologie légale classe III, MPG classe I
- › Des rails stables pour un appui sûr
- › Grande plateforme 890 x 890 mm
- › Très stable
- › Un giron bas
- › Relevage facile des valeurs de poids

BALANCE D'ADIPOSE

NUMÉRO DE PRODUIT 7703.10



Capacités

La balance d'adipose de Soehnle est la balance de choix pour des consultations d'alimentation, pour des cliniques adiposes, pour des hôpitaux et des cliniques de réhabilitation à cause de son giron très grand et très bas et les rails de supports très stables. Des poignées spéciales en hauteur des yeux vont garantir une bonne orientation et de la sécurité aussi à des hommes très adiposes. Outre sa classe approuvée III et l'autorisation MPG la grande exactitude, une utilisation facile et un relevage simple à l'indicateur tournable sont d'autres facteurs importants pour le pesage d'hommes adiposes et infirmes pour marcher ou pour rester debout.

Conception

- › Métrologie légale classe III, MPG classe I
- › Dimensions de plateforme: 890 x 890 mm
- › Surface de giron: 84 mm de haut
- › Indicateur en profile d'aluminium avec des pieces en matière plastique
- › Indicateur-LCD compose de 7 chiffres, illumine, hauteur de chiffres 20 mm
- › Indicateur tournable de 180° pour un relevage meilleur
- › Des fonctions de BMI, hold- et de dialyses
- › Unités en kg ou lb

Fiche technique

- › Alimentation secteur: bloc d'alimentation avec 230 V, 50/60 Hz, 2 m de cable
- › Fonction par piles pour approx. 40 heures avec 4 piles mignon 1,5 V (piles non fournies)
- › Fonction Auto-Off (avec horaire réglable) avec l'alimentation par piles

Options

- › Adapteur chargeur avec accus pour une autonomie d'environ 40 heures (numéro de commande 2557.04.001)
- › Interface série RS 232
- › Toise pliable (numéro de commande 5003)

Détails de commande

Numéro de commande	Portée kg	Echelon g	Dimensions mm	Poids kg
7703.10.001 (sans interface)	330	jusqu'à 200 kg = 100 g, à partir de 200 kg = 200 g	890 x 890 x 1484	35
7703.10.002 (avec interface)	330	jusqu'à 200 kg = 100 g, à partir de 200 kg = 200 g	890 x 890 x 1484	35

Votre spécialiste Soehnle Professional :

www.soehnle-professional.com