

KRANKENSTUHLWAAGE GEEICHT

PRODUKTNUMMER 7704

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Geeicht Klasse III, MPG Klasse 1
- › Wägebereich: 150 kg
- › Zifferschritt: 100 g
- › Einfaches Handling
- › Gut lesbare Anzeige
- › Große bequeme Sitzfläche
- › BMI- und Dialysefunktion

KRANKENSTUHLWAAGE GEEICHT

PRODUKTNUMMER 7704

Eigenschaften



Elektronische Krankenstuhlwaagen für höchste Ansprüche – neben der Eichung entsprechend der Eichklasse III und der Zulassung nach MPG, sind hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und leichtes Ablesen die wichtigsten Faktoren für das Wiegen von geh- und stehbehinderten Menschen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen.

Krankenstuhl

- > Einfaches Handling
- > Gepolsterter Sitz aus pflegeleichtem Kunststoff, ergonomisch geformt (abnehmbar zur leichten Reinigung)
- > Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster
- > Klappbare Fußstützen und Armlehnen für leichten Ein- und Ausstieg
- > 5-Zoll Schwenkräder, hinten mit Feststellbremse und Richtungsfeststeller

Anzeigegerät

- > Nullstell- bzw. Tariervfunktion, BMI-, Hold- und Dialysefunktion
- > Auto-Off-Funktion (Zeit einstellbar)
- > Hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern
- > Einheiten in kg oder lb

Optional

- > Ladenetzteil mit Akkubatterien für ca. 120 Stunden Betriebsdauer (Bestellnummer: 2557.04.001)

Bestellinformationen

Bestellnummer	Ausführung	Tragfähigkeit	Ziffernschritt	Abmessungen	Gewicht
		kg	g	mm	kg
7704.01.001	ohne Schnittstelle	150	100	630 x 890 x 1.040	18,4
7704.01.002	mit Schnittstelle	150	100	630 x 890 x 1.040	18,4

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com