


ROLLSTUHLWAAGE

PRODUKTNUMMER 7705.01

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Geeicht Klasse III, MPG Klasse 1
- › Plattform zum Befahren mit Rollstühlen
- › 2 Auffahrrampen integriert
- › Große Wägeplattform
- › Netz- und Batteriebetrieb

ROLLSTUHLWAAGE

PRODUKTNUMMER 7705.01

Eigenschaften



Die elektronische Rollstuhlwaage 7705 ist die ideale Waage zur Gewichtskontrolle bei Rollstuhlpatienten. Neben der Eichung entsprechend der Eichklasse III und der Zulassung nach MPG sind hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und leichtes Ablesen die wichtigsten Faktoren für die Gewichtskontrolle in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen.

Technische Daten


- › Netzbetrieb: Steckernetzteil 230 V/50-60 Hz, 2 m Kabel
- › Batteriebetrieb für ca. 40 Stunden mit 4 Mignon-Batterien 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- › Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb (Zeit einstellbar)
- › Plattformgröße 850 x 850 mm

Ausführung

- › Geeicht Klasse III, MPG Klasse 1
- › Tarafunktion: Rollstühle und Kleidungsstücke sind tarierbar
- › BMI-, Hold- und Dialyse-Funktion
- › Plattform zum Befahren mit Rollstühlen
- › 2 Auffahrampen integriert, Auffahrhöhe 40 mm
- › Wägeplattform aus Aluminium
- › Anzeige aus Aluminiumprofil mit Kunststoffteilen
- › 7-stellige LCD-Anzeige, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 20 mm
- › Einheiten in kg oder lb

Optional

- › Ladenetzteil mit Akkubatterien für ca. 40 Std. Betriebsdauer (Bestell-Nr. 2557.04.001)
- › Serielle Schnittstelle RS 232
- › Geländer aus Edelstahl (Länge 800 mm, Höhe 870 mm) (Bestell-Nr. 2530.02.001)
- › Längenmessstab, zusammenklappbar (Bestell-Nr. 5003.01.001)



Geländer

Bestellinformationen

Bestellnummer	Ausführung	Wägebereich	Ziffernschritt	Abmessungen	Gewicht
		kg	g	mm	kg
7705.01.001	ohne Schnittstelle	300	100	1.050 x 1.050 x 40	25
7705.01.002	mit Schnittstelle	300	100	1.050 x 1.050 x 40	25

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com