

LIFTERWAAGEN

PRODUKTNUMMER 7707

Medizin, Gesundheit und Wellness



- > Geeicht Klasse III, MPG Klasse 1
- > In viele Liftersysteme integrierbar
- > Zum Nachrüsten geeignet
- > Wägebereich 250 kg
- > Netz- und Batteriebetrieb

LIFTERWAAGEN

PRODUKTNUMMER 7707



Eigenschaften

Elektronische Lifterwaagen für höchste Ansprüche – neben der Eichung entsprechend der Eichklasse III und der Zulassung nach MPG sind hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und leichtes Ablesen die wichtigsten Faktoren für das Wiegen von liegenden und bettlägerigen Patienten in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen.

Technische Daten

- › Netzbetrieb: Steckernetzteil 230 V/50-60 Hz, 2 m Kabel
- › Batteriebetrieb mit 4 Mignon-Batterien 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- › Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb (Zeit einstellbar)
- › Hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern
- › Abmessungen Wiegeelement: L 200 x B 70 x H 25 mm

Ausführung

- › Geeicht Klasse III, MPG Klasse 1
- › BMI-, Hold- und Dialyse-Funktion
- › Einfache Handhabung und robuste Technik
- › Anzeigegerät aus Aluminiumprofil mit Kunststoffteilen
- › 7-stellige LCD-Anzeige, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 20 mm
- › Einheiten in kg oder lb

Optional

- › Ladenetzteil mit Akkubatterien für ca. 120 Std. Betriebsdauer (Bestell-Nr. 2557.04.001)
- › Serielle Schnittstelle RS 232

Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Ziffernschritt	Abmessungen	Gewicht
	kg	g	mm	kg
7707.01.001 (ohne Schnittstelle)	250	100	200 x 70 x 25	2
7707.01.002 (mit Schnittstelle)	250	100	200 x 70 x 25	2

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com