

CROCHET PESEUR

NUMÉRO DE PRODUIT 7707

Médecine, santé, forme et bien-être



- › Métrologie légale : classe III, classe 1 pour les dispositifs médicaux
- › Intégrable à de nombreux systèmes de levage
- › Peut être montée ultérieurement
- › Portée : 250 kg
- › Alimentation secteur et par piles

CROCHET PESEUR

NUMÉRO DE PRODUIT 7707



Qualités

Crochet peseur répondant aux exigences les plus strictes. Outre sa conformité aux normes de métrologie légale de classe III et son homologation comme dispositif médical, sa précision, sa fiabilité, sa simplicité d'utilisation et sa lisibilité en font la balance de choix pour la pesée de patients alités ou grabataires dans les établissements hospitaliers, les maisons de retraite et de convalescence.

Fiche technique

- › Alimentation secteur : bloc d'alimentation 230 V/50-60 Hz, câble de 2 m
- › Alimentation par 4 piles Mignons de 1,5 V (non fournies)
- › Fonction Auto-Off (durée réglable) avec l'alimentation par piles
- › Affichage à cristaux liquides, rétroéclairé avec chiffres de 20 mm de haut
- › Dimensions de l'élément de pesage : L 200 x l 70 x H 25 mm

Conception

- › Métrologie légale : classe III, classe 1 pour les dispositifs médicaux
- › Analyse de l'indice de masse corporelle, fonctions Hold et dialyse
- › Manipulation simple et conception technique robuste
- › Indicateur en aluminium profilé avec pièces en matière synthétique
- › Afficheur à cristaux liquides à 7 caractères, rétro-éclairé, hauteur des chiffres de 20 mm
- › Unités de poids en kg ou lb

Options

- › Adaptateur-chargeur pour une autonomie d'environ 120 h (N° de commande 2557.04.001)
- › Interface série RS 232

Informations pour la commande

N° de commande	Portée	Echelon	Dimensions	Poids
	en kg	en g	en mm	en kg
7707.01.001 (sans interface)	250	100	200 x 70 x 25	2
7707.01.002 (avec interface)	250	100	200 x 70 x 25	2

Votre spécialiste Soehnle Professional :

www.soehnle-professional.com