

PÈSE-BÉBÉ

NUMÉRO DE PRODUIT 7725

Médecine, santé, forme et bien-être



- › Métrologie légale: classe III
- › Dispositifs médicaux: classe 1
- › Fonction Tare
- › Fonction Hold

PÈSE-BÉBÉ

NUMÉRO DE PRODUIT 7725

Qualités

Le pèse-bébé 7725 de Soehnle Professional est une balance bi-étendue avec une haute précision et une bonne fiabilité. Des fonctions d'amortissement et de hold garantissent un affichage pondéral stable. Un autre avantage du pèse-bébé est son état de niveau stable et non-basculant pour un pesage sûr de notre bébé. Une matière plastique facile d'entretien et des formes ergonomiques sans rainures et pièces rapportées facilitent un nettoyage simple et hygiénique.

- › Utilisation simple
- › Affichage LCD rétroéclairé riche en contraste avec des chiffres de 20 mm de haut
- › Grand angle de lecture
- › Mise à zéro automatique à la mise sous tension
- › Touche de fonction "tare" (un tarage des supports déposés sur le plateau est possible)
- › Fonction hold
- › Signaux acoustiques
- › Alimentation secteur ou par piles
- › Fiche d'alimentation avec LED de contrôle (inclus dans le volume de livraison)
- › Auto-Off pour fonction avec piles

Accessoires

- › Toise pour bébé (No de commande 5005.01.001) simple à monter

Informations pour la commande

N° de commande	Portée en kg	Echelon en g	Dimensions en mm	Poids en kg
7725.01.001	15	Jusqu'à 6 kg = 2 g, à partir de 6 kg = 5 g	600 x 355 x 120	4,6

Votre spécialiste Soehnle Professional :

www.soehnle-professional.com