


TIERWAAGEN

PRODUKTNUMMER 7758.10

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Transportabel mit einem Tragegriff
- › Leichtbauweise
- › Große Plattform
- › Extra flach, nur 35 mm hoch
- › Plattform aus Edelstahl
- › Netz- und Batteriebetrieb

TIERWAAGEN

PRODUKTNUMMER 7758.10



Eigenschaften

Die elektronischen Tierwaagen 7758 sind die idealen Waagen für die Gewichtskontrolle von Tieren. Unkomplizierte und mobile Handhabung, robuste Technik, große Anzeige und ergonomisches, zeitgerechtes Design zeichnen die Soehnle Professional Tierwaagen aus.

Technische Daten

- › Netzbetrieb: Steckernetzteil 230 V/50-60 Hz, 10 mA, 2,2 VA, 2 m Kabel
- › Batteriebetrieb mit 4 Mignon-Batterien 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- › Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb
- › Plattformgröße: L 900 x B 600 mm

Funktionen

- › Ein-/Ausschalten, Hold

Ausführung

- › Einfache Handhabung und robuste Technik
- › Extra flache Bauweise 35 mm hoch
- › Mit schwarzer Gummimatte
- › Transportabel durch einen Tragegriff, nur 12 kg schwer
- › Anzeigegerät: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- › Kontrastreiche LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern
- › Einfache Ein-Tasten-Bedienung
- › Einheitenumschalter kg/lb

Optional

- › Ladenetzteil mit Akkubatterien für ca. 150 Std. Betriebsdauer (Bestell-Nr. 2557.03.001)

Bestellinformationen

| Bestellnummer | Wägebereich | Ziffernschritt | Abmessungen | Gewicht |
|---|-------------|----------------|----------------|---------|
| | kg | g | mm | kg |
| 7758.10.001 (mit Batteriebetrieb) inkl. Netzteil | 200 | 100 | 900 x 600 x 35 | 12 |
| 7758.10.002 (mit Akkubetrieb) inkl. 2557.03.001 | 200 | 100 | 900 x 600 x 35 | 12 |

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com