

PESE-PERSONNE

NUMÉRO DE PRODUIT 7801

Médecine, santé, forme et bien-être



- › Alimentation secteur et par piles
- › Aucune usure et ne nécessite pas de maintenance
- › Fonction Auto-Off en mode d'alimentation par piles

PESE-PERSONNE

NUMÉRO DE PRODUIT 7801



Qualités

Le pèse-personne électronique 7801 est idéal pour contrôler le poids des personnes dans les applications non soumises à la directive sur les dispositifs médicaux. Les pèse-personne de Soehnle Professional se caractérisent par leur manipulation simple, leur construction robuste, un grand affichage et un design ergonomique et contemporain.

Fiche technique

- › Alimentation secteur : bloc d'alimentation 230 V/5060 Hz, 10 mA, 2,2 VA, câble de 2 m
- › Alimentation par 4 piles Mignons de 1,5 V pour une autonomie de 350 h (piles non fournies)
- › Fonction Auto-Off en mode d'alimentation par piles
- › Dimensions de la plate-forme : L 310 x l 275 mm

Conception

- › QUATTRO-TRONIC : plate-forme équipée de 4 capteurs
- › Plate-forme de pesée avec revêtement d'entretien facile et d'un contact agréable
- › Construction extra-plate
- › Indicateur : boîtier en matière synthétique résistant aux chocs
- › Aucune usure et ne nécessite pas de maintenance
- › Pesée simple à l'aide d'une seule touche
- › Sélecteur d'unités de poids kg/lb

Options

- › Adaptateur chargeur avec accus pour une autonomie d'environ 200 h (N° de commande 2557.03.001)
- › Mallette de transport
- › Toise électronique (N° de commande 5001.01.001)

Informations pour la commande

N° de commande	Accessoires	Portée	Echelon	Dimensions	Poids
avec alimentation par piles	avec	en kg	en g	en mm	en kg
sans mallette de transport	bloc d'alimentation secteur	200	100	400 X 310	6
7801.10.001					
avec mallette de transport	bloc d'alimentation secteur	200	100	605 X 395 X 135	7
7801.01.001					
avec accus					
sans mallette de transport	2557.03.001	200	100	400 X 310	6
7801.10.002					
avec mallette de transport	2557.03.001	200	100	605 X 395 X 135	7
7801.01.002					

Votre spécialiste Soehnle Professional :

www.soehnle-professional.com