

KRANKENSTUHLWAAGE

PRODUKTNUMMER 7802.50

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Wägebereich: 150 kg
- › Ziffernschritt: 100 g
- › Einfaches Handling
- › Gut lesbare Anzeige
- › Große bequeme Sitzfläche

KRANKENSTUHLWAAGE

PRODUKTNUMMER 7802.50

Eigenschaften



Elektronische Krankenstuhlwaage für höchste Ansprüche – neben einfachem Handling sind hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und leichtes Ablesen die wichtigsten Faktoren für das Wiegen von geh- und stehbehinderten Menschen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen.

Technische Daten

- › Einfaches Handling
- › Sitz aus pflegeleichtem Kunststoff
- › Ergonomisch geformt
- › Klappbare Fußstützen und Armlehnen
- › 4 Räder, davon 2 lenk- und arretierbar

Anzeigegerät

- › Gehäuse aus Aluminiumprofil mit Kunststoffteilen
- › Nullstell- bzw. Trierfunktion, BMI Angabe
- › Auto-Off-Funktion (Zeit einstellbar)
- › Hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern
- › Einheiten in kg oder lb

Bestellinformationen

Bestellnummer	Ausführung	Tragfähigkeit	Ziffernschritt
		kg	g
7802.50.001	Batteriebetrieb inkl. Netzteil	150	100
7802.50.002	Akkubetrieb inkl. Ladenetzteil	150	100

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com