

KRANKENSTUHLWAAGE

PRODUKTNUMMER 7802

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Wägebereich: 200 kg
- › Klappbare Fußstützen und Armlehnen
- › Verschleiß- und wartungsfrei

KRANKENSTUHLWAAGE

PRODUKTNUMMER 7802



Eigenschaften

Die fahrbare Krankenstuhlwaage 7802 ist die ideale Waage zur Gewichtskontrolle von geh- und stehbehinderten Menschen in Bereichen, die nicht dem Medizinproduktegesetz unterliegen. Unkomplizierte Handhabung, robuste Technik, große Anzeige, bequemer Sitz und ergonomisches, zeitgerechtes Design zeichnen die Soehnle Professional-Krankenstuhlwaage aus.

Ausführung

- › Sitz aus pflegeleichtem Kunststoff, körpergerecht geformt
- › Klappbare Fußstützen
- › Klappbare Armlehnen
- › 4 Räder, davon 2 lenk- und arretierbar
- › Anzeigerät: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- › Verschleiß- und wartungsfrei
- › Einfache Ein-Tasten-Bedienung

Technische Daten

- › Anschlusswerte bei Netzbetrieb: 230 V, 50/60 Hz, 10 mA, 2,2 VA
- › Batteriebetrieb für ca. 150 Std. mit 4 Mignon-Batterien 1,5 V
- › Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb
- › Abmessungen: L 580 x B 1.100 x H 930 mm
- › Einheitenumschalter kg/lb

Optional

- › Ladenetzteil mit Akkubatterien für ca. 80 Std. Dauerbetrieb (Bestell- Nr. 2557.03.001)

Bestellinformationen

Bestellnummer	Bestellnummer	Wägebereich	Zifferschritt	Abmessungen	Gewicht
mit Batterie- und Netzbetrieb	mit Akkubetrieb inkl. Ladenetzteil	kg	g	mm	kg
7802.01.001	7802.01.002	200	100	580 x 1.100 x 930	27
inkl. Netzteil	inkl. 2557.03.001				

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com