

FAUTEUIL PESE-PERSONNE

NUMÉRO DE PRODUIT 7802

Médecine, santé, forme et bien-être



- › Portée : 200 kg
- › Repose-pieds et accoudoirs relevables
- › Inusable et ne nécessitant pas de maintenance

FAUTEUIL PESE-PERSONNE

NUMÉRO DE PRODUIT 7802



Qualités

Le fauteuil pèse-personne 7802 est l'instrument idéal pour contrôler le poids des malades ambulatoires ou handicapés dans les domaines non concernés par la réglementation sur les dispositifs médicaux. Ce fauteuil de pesée de Soehnle Professional se caractérise par sa manipulation simple, sa construction robuste, son large affichage, son siège confortable et un design ergonomique.

Conception

- › Siège en matière synthétique facile à entretenir et a une forme adaptée à l'ergonomie du corps
- › Repose-pieds relevables
- › Accoudoirs relevables
- › 4 roues, 2 roues avec freins et dirigeable
- › Indicateur : boîtier en matière synthétique, résistant aux chocs
- › Inusable et ne nécessitant pas de maintenance
- › Commande simple par une touche

Fiche technique

- › Alimentation secteur : 230 V, 50/60 Hz, 10 mA, 2,2 VA
- › Alimentation par 4 piles LR6 de 1,5 V pour une autonomie de 150 h
- › Fonction Auto-Off en mode d'alimentation par piles
- › Dimensions : L 580 x l 1100 x H 930 mm
- › Sélecteur d'unités de poids kg/lb

Options

- › Adaptateur chargeur avec accus pour une autonomie d'environ 80 h (N° de commande 2557.03.001)

Informations pour la commande

N° de commande	N° de commande	Portée	Echelon	Dimensions	Poids
avec adaptateur	avec accus et	en kg	en g	en mm	en kg
secteur et par piles	adaptateur chargeur				
7802.01.001	7802.01.002	200	100	580 x 1100 x 930	27
incluant le bloc d'alimentation secteur	incluant 2557.03.001				

Votre spécialiste Soehnle Professional :

www.soehnle-professional.com