




7803.50

Multifunktionswaage

für Adipositaspatienten und Patienten im Rollstuhl




- S** *Beliebig kombinierbar und nachrüstbar*
- S** *Stabile Geländer für sicheren Halt*

**Medizin, Gesundheit und
Wellness**

Multifunktionswaage

für Adipositaspatienten und Patienten im Rollstuhl



Wägeplattform mit zwei Rollen und Haltegriff, inkl. Anzeigegerät

- › Transportabel durch zwei Rollen und Haltegriff
- › Geländer, Auffahrrampen, Seitenschutz und Adipositasgeländer beliebig kombinierbar
- › Wägeplattform und Geländer aus Aluminium
- › Große Plattform (800 x 800 mm mit Geländer oder Seitenschutz)
- › Sicherer Halt mit stabilen Geländern
- › Anzeigegerät um 180° drehbar
- › Einfache Bedienung des Anzeigegerätes
- › Hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern
- › Wandhalterung/Tischstativ für Anzeigegerät im Lieferumfang enthalten

Bestellinformationen

Bestellnummer	7803.50.001
Wägebereich	300 kg
Ziffersschritt	100 g
Abmessungen	840 x 880 x 55 mm

Kombinationsmöglichkeiten/Zubehör

Folgende Geländer, Auffahrrampen und Seitenführungen können an die geeichte Waage angebracht werden:

Stützgeländer

Folgende Bestellnummer beinhaltet 1 Geländer. Es können bis zu 3 Geländer montiert werden. (Bei einer Bestellung von 2 Stützgeländern pro Waage ist eine Geländerverbindung im Lieferumfang enthalten. Bei einer Bestellung von 3 Stützgeländern werden zwei Geländerverbindungen mitgeliefert)


Bestellnummer 2530.03.001
Abmessungen 750 x 850 x 30 mm

Adipositasgeländer (Set)


Folgende Bestellnummer beinhaltet 2 Adipositasgeländer und 1 Stützgeländer 2530.03.001.

(Zwei Geländerverbindungen sind im Lieferumfang enthalten)


Bestellnummer 2530.04.001
Abmessungen 1.360 x 850 x 30 mm



Auffahrrampe zum einfachen Befahren mit Rollstühlen. Folgende Bestellnummer beinhaltet 1 Rampe. Es können 2 Auffahrrampen montiert werden.
Bestellnummer 2505.08.001
Abmessungen 880 x 75 x 48 mm




Seitenführung (Set) zur Verwendung als Rollstuhlwaage. Folgende Bestellnummer beinhaltet 2 Seitenprofile.
Bestellnummer 2502.04.001
Abmessungen 30 x 30 x 820 mm



Geländerverbindung

Für eine bessere Stabilität der Stützgeländer. Folgende Bestellnummer beinhaltet 1 Verbindung mit Schlüssel.
Bestellnummer 2510.07.001



Stativhalterung für das Anzeigergerät

Zum Befestigen des Anzeigergerätes an den Stützgeländern der Waage.
Bestellnummer 2510.08.002



Ladenetzteil mit Akkubatterien

Ca. 200 Stunden Betriebsdauer
Bestellnummer 2557.03.001

www.soehnle-professional.com

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler: