


ROLLSTUHLWAAGE

PRODUKTNUMMER 7805

Medizin, Gesundheit und Wellness



ROLLSTUHLWAAGE

PRODUKTNUMMER 7805



Eigenschaften

Die elektronische Rollstuhlwaage 7805 ist die ideale Waage zur Gewichtskontrolle von geh- und stehbehinderten Menschen in Rollstühlen. Mögliche Einsatzbereiche sind Apotheken, Reha-Kliniken oder Seniorenheime. Unkomplizierte Handhabung, eine robuste Technik, eine extra flache Plattform mit integrierten Rampen, eine große Anzeige und ergonomisches, zeitgerechtes Design zeichnen die Soehnle Professional-Rollstuhlwaage aus.

Ausführung

- › Transportabel durch 2 Rollen und Haltegriff
- › Extrem leichte Plattform mit einem Gesamtgewicht von nur 14 kg, Rahmen aus Aluminium, Wägeplattform aus wasserfest verleimtem Schichtholz
- › Rutschfeste Oberfläche
- › Anzeigegerät: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit 1,5 m Kabel
- › Wandhalterung für Anzeigegerät im Lieferumfang enthalten
- › Verschleiß- und wartungsfrei
- › Einfache Ein-Tasten-Bedienung

Technische Daten

- › Netzbetrieb: 230 V, 50/60 Hz
- › Batteriebetrieb für ca. 150 Std. mit 4 Mignon-Batterien 1,5 V
- › Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb
- › Einheitenumschalter kg/lb

Optional

- › Ladenetzteil mit Akkubatterien für bis zu 80 Std. Dauerbetrieb (Bestell-Nr. 2557.03.001)

Bestellinformationen

Bestellnummer	Bestellnummer	Wägebereich	Zifferschnitt	Abmessungen	Gewicht
mit Batterie- und	mit Akkubetrieb	kg	g	mm	kg
Netzbetrieb	inkl. Ladenetzteil				
7805.01.001	7805.01.002	200	100	800 x 800 x 40	14
inkl. Netzteil	inkl. 2557.03.001				

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com