

# PESE-PERSONNE POUR OBESES

NUMERO DE PRODUIT 7806

Médecine, santé, forme et bien-être



- > Portée 300 kg
- > Grande plate-forme 600 x 600 mm
- > Version extra plate de 40 mm de hauteur
- > Avec poignée
- > Alimentation secteur ou par piles

# PESE-PERSONNE POUR OBESES

NUMERO DE PRODUIT 7806



## Qualités

Les pèse-personnes électroniques pour patients obèses 7806 sont des balances idéales pour contrôler le poids des patients avec un surpoids excessif dépassant les valeurs des appareils de médecine traditionnels. Les balances pour patients obèses Soehnle Professional se caractérisent par une manipulation simple, une technique robuste, un indicateur avec des gros chiffres et un design ergonomique.

### Fiche technique

- › Alimentation secteur 230 V/50-60 Hz, 10 mA, 2,2 VA, câble de 2 m
- › Alimentation par 4 piles LR6 de 1,5 V pour une autonomie de 150 heures (non fourni)
- › Fonction Auto-Off en mode d'alimentation par piles
- › Dimensions : L 600 x l 600 x H 40 mm

### Conception

- › Manipulation par une seule touche
- › Prise en main facile, technique robuste
- › Version extra plate de 40 mm de hauteur
- › Avec poignée
- › Indicateur: boîtier plastique résistant aux chocs
- › Afficheur a cristaux liquides avec chiffres de 20 mm de haut
- › Sélecteur d'unités de poids kg/lb

### Options

- › Adaptateur chargeur avec accus pour une autonomie de 150 heures (N° de commande 2557.03.001)
- › Toise aux ultrasons (N° de commande 5001.01.001)

## Information pour la commande

N° de commande	Portée en kg	Echelon en g	Dimensions en mm	Poids en kg
7806.01.001 (avec piles) alimentation secteur incluse	300	100	600 x 600 x 40	18
7806.01.002 (avec accus) inclus 2557.03.001	300	100	600 x 600 x 40	18

Votre spécialiste Soehnle :

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)