

# MEDISCALE DIGITAL

PRODUKTNUMMER 7840

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Exklusive Personenwaage mit digitaler und analoger Anzeige
- › Grosse Trittfläche mit rutsicherem Belag
- › Wägebereich 180 kg
- › Ziffersschritt 100 g

# MEDISCALE DIGITAL

PRODUKTNUMMER 7840

## Eigenschaften

Die vollelektronische MediScale eignet sich besonders für den Einsatz in Apotheken, Fitness- und Wellnessanlagen sowie für Ernährungsberatungen. Mit extra niedriger und großer Wiegeplattform fällt das Wiegen auch unsicheren Menschen leicht. Die bisher nicht gekannte Kombination von vertrauter Analoganzeige mit der Ablesegenauigkeit einer Digitalanzeige macht die Waage zu einem besonderen Highlight.

### Ausführung

- › Personenwaage mit digitaler und analoger Glasanzeige
- › Sofortstart-Funktion
- › Grosse Trittfläche 405 x 325 mm
- › Rutschsicherer Belag
- › LCD-Display mit 25 mm hohen Ziffern
- › Motorisch betriebene Analoganzeige

### Technische Daten

- › Batteriebetrieb mit 4 Mignonbatterien 1,5 V AA alkaline (im Lieferumfang enthalten)
- › Auto-Off-Funktion

## Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Zifferschnitt	Abmessungen	Gewicht
	kg	g	mm	kg
7840.01.001	180	100	550 X 325 X 120	5,4

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)