

MEDISCALE DIGITALE

NUMÉRO DE PRODUIT 7840

Médecine, santé, forme et bien-être



- > Pèse-personne exclusive avec une indication digitale et analogue
- > Grand plateau avec un revêtement antidérapant
- > Portée 180 kg
- > Echelon 100 g

MEDISCALE DIGITALE

NUMÉRO DE PRODUIT 7840

Capacités

La balance MediScale entièrement électronique est surtout qualifiée pour l'usage en pharmacies, institutions de fitness ou de wellness ainsi que pour des consultations d'alimentation. Avec une plateforme de pesage spécialement bas et grand, il est aussi facile pour des hommes peu sûr de se peser. La combinaison d'une indication analogue bien connu avec une exactitude de lire le poids avec une indication digitale jusqu'à présent inconnu rend à cette balance un aspect originale.

Réalisation

- › Pèse-personne avec un grand plateau verre avec indication digitale et analogue
- › Fonction de démarrage immédiat
- › Grand plateau 405 x 325 mm
- › Revêtement antidérapant
- › LCD-Display avec des chiffres 25 mm de hauts
- › Indication analogue alimentée d'un moteur

Dates techniques

- › Alimentation par piles avec 4 piles mignon 1,5 V AA alkaline (inclus en livraison)
- › Fonction Auto-Off

Informations de commande

N° de commande	Portée en kg	Echelon en g	Dimensions en mm	Poids en kg
7840.01.001	180	100	550 X 325 X 120	5,4

Votre spécialiste Soehnle Professional :

www.soehnle-professional.com