


MEDISCALE BLUETOOTH™

PRODUKTNUMMER 7841

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Bluetoothanbindung zur kabellosen Übertragung der Messwerte
- › Extra große Trittlfläche mit rutschfestem Belag
- › Exklusive Personenwaage mit digitaler Anzeige
- › Wägebereich 220 kg
- › Ziffernschritt 100 g

MEDISCALE BLUETOOTH™

PRODUKTNUMMER 7841

Eigenschaften



Die elektronische Personenwaage MediScale Bluetooth™ überträgt via Bluetooth den Gewichtswert an das von Ihnen gewünschte Medium. Für alle Anwendungsgebiete mit aktiver Kommunikation des Wertes ist diese Waage ein besonderes Highlight.

Mit extra niedriger und großer Trittlfläche fällt das Wiegen auf dieser Waage auch älteren und unsicheren Menschen leicht.

Ausführung

- › Bluetoothanbindung zur kabellosen Übertragung der Messwerte
- › Sofortstart-Funktion
- › Extra große Trittlfläche 405 x 325 mm
- › Rutschsicherer Belag
- › LCD-Display mit 25 mm hohen Ziffern

Technische Daten

- › Batteriebetrieb mit 4 Mignonbatterien 1,5 V AA alkaline (im Lieferumfang enthalten)
- › Auto-Off-Funktion

Bestellinformationen

	Wägebereich	Zifferschritt	Abmessungen	Gewicht
	kg	g	mm	kg
7841.01.001	220	100	325 x 480 x 120	4,9

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com