

# BABYWAAGE

PRODUKTNUMMER 8310

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Wägebereich: 20 kg
- › Zifferschritt: 10 g
- › Holdfunktion
- › Abschaltautomatik zur Batterieschonung

# BABYWAAGE

PRODUKTNUMMER 8310

## Eigenschaften

- › Formschöne, handliche Babywaage aus pflegeleichtem Kunststoff
- › Abnehmbare Babyschale: Waage kann als Personenwaage für Kinder bis 20 kg verwendet werden.
- › Quattro-Tronic: vollelektronische Waage mit 4 Wägezellen zur schnellen und exakten Gewichtsermittlung
- › Verschleiß- und wartungsfrei
- › Leicht ablesbare LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern
- › Einfache Ein-Tasten-Bedienung: Ein/Aus und Tara
- › Weight-lock-Funktion: Gewichtsanzeige ist auch bei unruhigen Babies stabil.
- › Textilauflagen können tariert werden.
- › Zubehör: leichter, stabiler Transportkoffer, der die Waage bei mobilen Einsätzen gleichzeitig schützt
- › Batteriebetrieb mit 9 V-Block und Energie sparender Abschaltautomatik

## Bestellinformationen

| Bestellnummer | Bestellnummer   | Wägebereich | Ziffernschritt | Abmessungen     | Eigengewicht |
|---------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
|               | Transportkoffer | kg          | g              | mm              | kg           |
| 8310.00.090   | 5030.00.071     | 20          | 10             | 530 X 240 X 100 | 4            |

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)