

PESE-BEBE

NUMÉRO DE PRODUIT 8310

Médecine, santé, forme et bien-être



- > Portée : 20 kg
- > Echelon : 10 g
- > Fonction Hold
- > Extinction automatique pour économiser les piles

PESE-BEBE

NUMÉRO DE PRODUIT 8310

Qualités

- › Pèse-bébé esthétique et facile à manier, en matière synthétique d'entretien facile
- › Nacelle amovible : il est alors possible de peser des enfants d'un poids maximum de 20 kg
- › Quattro-Tronic : balance entièrement électronique équipée de 4 capteurs pour une indication rapide et précise du poids
- › Inusable et ne nécessitant pas de maintenance
- › Affichage à cristaux liquides avec chiffres de 20 mm de hauteur facilement lisibles
- › Commande simple par une touche : marche/arrêt et tare
- › Fonction de verrouillage du poids (Weight Lock) : l'affichage du poids reste figé même avec un bébé agité à partir de 2 kg
- › Tarage possible des alèses en tissu.
- › Accessoires : mallette de transport légère et robuste
- › Alimentation par pile monobloc de 9 V et extinction automatique pour économiser les piles

Informations pour la commande

N° de commande	N° de commande	Portée	Echelon	Dimensions	Poids
	Mallette de transport	en kg	en g	en mm	en kg
8310.00.090	5030.00.071	20	10	530 X 240 X 100	4

Votre spécialiste Soehnle :

www.soehnle-professional.com