

PESE-BEBE

NUMÉRO DE PRODUIT 8320

Médecine, santé, forme et bien-être



- › Pèse-bébé repliable équipé d'une poignée intégrée
- › Léger et facilement transportable
- › Bonne précision de pesée grâce à ses huit capteurs

PESE-BEBE

NUMÉRO DE PRODUIT 8320



Qualités

Le premier pèse-bébé repliable sur la moitié de sa longueur. Il est destiné aux parents, sages-femmes, et pharmacies. Il est aussi remarquable par sa légèreté. Avec son design très réussi, il ressemble à une mallette de beauté. Il est équipé d'une poignée intégrée, ce qui facilite son transport. Ses huit capteurs garantissent une pesée précise sur un grand afficheur lisible même lorsque le bébé est agité. Une fonction auto-off éteint la balance automatiquement pour économiser la pile et protéger l'environnement.

Fiche technique

- › Système de pesée électronique
- › Huit capteurs
- › Sélection possible des unités lb/oz
- › Alimentation : 2 piles AA de 1,5V
- › Extinction automatique (fonction auto-off) - économise les piles

Conception

- › Fonction tare
- › Affichage du poids stable grâce au filtrage et la fonction Hold
- › Bonne lisibilité grâce à un affichage à cristaux liquides avec des chiffres de 20mm
- › Encombrement réduit et transport facilité en raison de la possibilité de le plier en deux
- › Le pèse-bébé replié est maintenu en place par des aimants
- › Ouverture facile et rapide en écartant les deux parties de la poignée
- › Boîtier en matière plastique
- › Brevet en cours

Information pour la commande

N° de commande	Portée en kg	Echelon en g	Dimensions en mm	Poids en kg
8320.01.001	15	10	375 x 315 x 105 (fermé) 740 x 315 x 53 (ouvert)	1,9

Votre spécialiste Soehnle :

www.soehnle-professional.com