

ANALYSEWAAGE BASIC

PRODUKTNUMMER 9400

Laborwaagen für Industrie und Medizin



- > Wägebereich: 60 – 220 g
- > Ziffernschritt ab 0,01 mg
- > LCD Anzeige, hinterleuchtet
- > Automatische interne Justierung

ANALYSEWAAGE BASIC

PRODUKTNUMMER 9400

Eigenschaften



Die Serie 9400 stellt die ideale Basis für Analysewaagen dar. Sie besitzt ein hinterleuchtetes LCD-Display sowie eine automatische interne Justierung, welche auf Temperaturänderungen reagiert oder zeitgesteuert funktioniert.

Funktionen

- › Stückzählen
- › Prozentwiegen
- › Kontrollieren
- › Dichtebestimmung
- › GLP Abläufe
- › Unterflurwiegen

Technische Daten

- › Arbeitstemperatur: + 10° bis + 45° C
- › Stromversorgung: Steckernetzteil 230 V AC, 9 V DC
- › Automatische interne Justierung
- › Stabilisierungszeit: 3 - 5 Sekunden
- › Schnittstelle RS 232
- › Inklusive Netzteil
- › Anschluss für Zusatzanzeige möglich

Optional

- › Dichtebestimmungs-Set
- › Podest für Unterflurwägung
- › Thermodrucker mit Uhrenbaustein
- › Thermodrucker mit Statistikfunktion
- › Streifendrucker
- › Anti-Vibrationstisch aus lackiertem Stahl
- › PC Software zur Übertragung und Speicherung von Messdaten

Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Ziffernschritt		Abmessungen	Plattformgröße
	g	mg (d)	mg (e)	mm	Durchmesser mm
9400.01.010	110	0,1	1	335 X 210 X 335	85
9400.01.020	220	0,1	1	335 X 210 X 335	85
9400.01.030	60 / 220	0,01 / 0,1	1	335 X 210 X 335	70

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com