

ANALYSEWAAGE STANDARD

PRODUKTNUMMER 9401

Laborwaagen für Industrie und Medizin



- › Wägebereich: 160 – 310 g
- › Ziffernschritt 0,1 mg
- › Großes grafisches Display, hinterleuchtet
- › Automatische interne Justierung

ANALYSEWAAGE STANDARD

PRODUKTNUMMER 9401

Eigenschaften



Die Serie 9401 stellt die Mittelklasse für Analysewaagen dar. Sie besitzt ein hinterleuchtetes grafisches Display sowie eine automatische interne Justierung, welche auf Temperaturänderungen reagiert oder zeitgesteuert funktioniert. Zahlreiche Funktionen ermöglichen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.

Funktionen

- › Stückzählen
- › Prozentwiegen
- › Kontrollieren
- › Dosierung
- › Rezeptieren
- › Tierwiegung
- › Dichtebestimmung
- › Statistik
- › Luftauftriebskorrektur
- › GLP Abläufe
- › Unterflurwiegen
- › Programmierbare Ausdrücke

Technische Daten

- › Arbeitstemperatur: + 10° bis + 45° C
- › Stromversorgung: Steckernetzteil 230 V AC, 9 V DC
- › Automatische interne Justierung
- › Menüführung: 6 Sprachen auswählbar
- › Stabilisierungszeit: 3 - 5 Sekunden
- › Schnittstelle RS 232
- › PS2 Schnittstelle für Tastatur
- › Echtzeituhr
- › Inklusive Netzteil
- › Anschluss für Zusatzanzeige möglich

Optional

- › Dichtebestimmungs-Set
- › Podest für Unterflurwägung
- › Thermodrucker mit Uhrenbaustein
- › Thermodrucker mit Statistikfunktion
- › Streifendrucker
- › Anti-Vibrationstisch aus lackiertem Stahl
- › PC Software zur Übertragung und Speicherung von Messdaten

Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Ziffernschritt		Abmessungen	Plattformgröße
	g	mg (d)	mg (e)	mm	Durchmesser mm
9401.01.005	160	0,1	1	335 X 210 X 335	85
9401.01.010	220	0,1	1	335 X 210 X 335	85
9401.01.020	310	0,1	1	335 X 210 X 335	85

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com