

# ANALYSEWAAGEN PRO

PRODUKTNUMMER 9402

Laborwaagen für Industrie und Medizin



- › Wägebereich: 60 – 310 g
- › Ziffernschritt ab 0,01 g
- › Großes grafisches Display, hinterleuchtet, abnehmbar
- › Automatische interne Justierung
- › Eichklasse I

# ANALYSEWAAGEN PRO

PRODUKTNUMMER 9402

## Eigenschaften



Die Serie 9402 stellt die Oberklasse für Analysewaagen dar. Sie besitzt ein hinterleuchtetes grafisches Display sowie eine automatische interne Justierung, welche auf Temperaturänderungen reagiert oder zeitgesteuert ausgelöst wird. Eine sehr hohe Auflösung sowie die Möglichkeit das Display abzunehmen zeichnen die Analysewaage darüber hinaus aus.

### Funktionen

- › Stückzählen
- › Prozentwiegen
- › Kontrollieren
- › Dosierung
- › Rezeptieren
- › Tierwiegung
- › Dichtebestimmung
- › Pipettenkalibrierung
- › Statistik
- › Luftauftriebskorrektur
- › GLP Abläufe
- › Unterflurwiegen
- › Programmierbare Ausdrücke

### Technische Daten

- › Messprinzip: Elektromagnetische Kraftkompensation
- › Arbeitstemperatur: + 10° bis + 50° C
- › Stromversorgung: Steckernetzteil 230 V AC, 9 V DC (inklusive)
- › Menüführung: 6 Sprachen auswählbar
- › Automatische interne Justierung
- › Stabilisierungszeit: 3 - 5 Sekunden
- › Schnittstelle RS 232
- › PS2 Schnittstelle für Tastatur
- › Echtzeituhr
- › Anschluss einer Zusatzanzeige möglich

### Optional

- › Dichtebestimmungs-Set
- › Pipettenkalibrierung-Set
- › Podest für Unterflurwägung
- › Thermodrucker mit Uhrenbaustein
- › Thermodrucker mit Statistikfunktion
- › Nadeldrucker
- › Anti-Vibrationstisch aus lackiertem Stahl
- › PC Software zur Übertragung und Speicherung von Messdaten

## Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Ziffernschritt		Abmessungen	Plattformgröße
	g	mg (d)	mg (e)	mm	Durchmesser mm
9402.01.010	100	0,01	1	484 x 202 x 294	85
9402.01.020	210	0,01	1	484 x 202 x 294	85
9402.01.030	60 / 220	0,01 / 0,1	1	484 x 202 x 294	85
9402.01.040	220	0,1	1	484 x 202 x 294	100
9402.01.050	310	0,1	1	484 x 202 x 294	100

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)