


PRÄZISIONSWAAGE PRO

PRODUKTNUMMER 9432

Laborwaagen für Industrie und Medizin



- › Wägebereich: 200 g – 6.000 g
- › Ziffernschritt ab 0,001 g
- › Großes grafisches Display, hinterleuchtet
- › Automatische interne Justierung

PRÄZISIONSWAAGE PRO

PRODUKTNUMMER 9432

Eigenschaften



Die Serie 9432 stellt die Oberklasse für Präzisionswaagen dar und eignet sich ideal für die schnelle Bestimmung von Massen im Labor- und Industriebereich. Sie besitzt eine Wägeschale aus Edelstahl, ein hinterleuchtetes grafisches Display und zeichnet sich darüber hinaus durch eine sehr hohe Auflösung aus. Daten wie Nutzernamen, Projektname, Datum und Zeit sind programmierbar.

Funktionen

- › Stückzählen
- › Prozentwiegen
- › Kontrollieren
- › Dosierung
- › Rezeptieren
- › Tierwiegung
- › Dichtebestimmung*
- › Statistik
- › GLP Abläufe
- › Unterflurwiegen
- › Programmierbare Ausdrücke

Technische Daten

- › Arbeitstemperatur: + 15° bis + 30° C
- › Stromversorgung: Steckernetzteil 230 V AC, 9 V DC
- › Menüführung: 6 Sprachen auswählbar
- › Automatische interne Justierung
- › Stabilisierungszeit: 2 Sekunden
- › Schnittstelle RS 232
- › PS2 Schnittstelle für Tastatur
- › Echtzeituhr
- › Inklusive Netzteil
- › Anschluss für Zusatzanzeige möglich

Optional

- › Dichtebestimmungs-Set
- › Podest für Unterflurwägung
- › Thermodrucker mit Uhrenbaustein
- › Thermodrucker mit Statistikfunktion
- › Streifendrucker
- › Windschutzhaube
- › Anti-Vibrationstisch aus lackiertem Stahl
- › PC Software zur Übertragung und Speicherung von Messdaten

Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Ziffernschritt		Abmessungen	Plattformgröße
	g	g (d)	g (e)	mm	mm
9432.01.010*	200 / 2.000	0,001 / 0,01	0,01 / 0,1	335 x 210 x 80	128 x 128
9432.01.020*	750	0,001	0,01	335 x 210 x 80	128 x 128
9432.01.030	1.500	0,01	0,1	335 x 210 x 80	195 x 195
9432.01.040	4.500	0,01	0,1	335 x 210 x 80	195 x 195
9432.01.050	6.000	0,01	0,1	335 x 210 x 80	195 x 195

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com