



Rollstuhlwaage Konformitätsbewertet

7708

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1
- ▶ Einfaches Befahren mit Rollstühlen
- ▶ Transportabel durch zwei Rollen und Tragegriff
- ▶ Inklusive zwei Auffahrrampen aus Aluminium, weiß lackiert
- ▶ Hold- und Trierfunktion









Eigenschaften

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1
- ▶ Große flache Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- ▶ Inklusive zwei Auffahrrampen aus Aluminium, weiß lackiert
- ▶ Transportabel durch zwei Rollen und Tragegriff
- ▶ Inklusive Wandhalterung für das Terminal
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Tarierfunktion: Rollstühle können tariert werden
- ▶ Holdfunktion: Der Gewichtswert wird nach Entlastung für einige Sekunden gehalten
- ▶ Zusätzliche Funktionen beim Modell 7708.65: 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktionstaste (z.B. für BMI, Tara oder Hold), Tarahandeingabe, gesicherte Datenübertragung (Checksumme CRC16)

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschritt g	Höchstlast kg	Plattformgröße mm
7708.37.502 Rollstuhlwaage Konformitätsbewertet mit Terminal Basic E	Ja	100	300	840 x 880 x 55
7708.65.501 Rollstuhlwaage Konformitätsbewertet mit Terminal Standard	Ja	100	300	840 x 880 x 55
7708.65.502 Rollstuhlwaage Konformitätsbewertet mit Terminal Standard	Ja	100	300	840 x 880 x 55

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2530.03.001		Stützgeländer (nur für 7808)
2510.07.001		Befestigungsschellen
2502.04.001		Seitenführung (Set)
2505.08.001		Auffahrrampe
2510.08.005		Halterung für Terminal Basic, Basic E und Standard
2530.20.001		Geländer klappbar (nur für 7808)
2530.09.001		Stützgeländer (Set) Das Set beinhaltet drei Stützgeländer 2530.03.001 sowie zwei Befestigungsschellen 2510.07.001.
2530.04.001		Adipositasgeländer (Set) Folgende Bestellnummer beinhaltet zwei Adipositasgeländer, ein Stützgeländer 2530.03.001 sowie zwei Befestigungsschellen 2510.07.001.