



Kleintierwaage "Home"

8310.01

Handlich und kippsicher
Für kleine Tiere bis 20 kg
Hold- und Tarierfunktion
Energiesparende Auto-Off-Funktion



Eigenschaften

- Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 14 mm
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- Einheitenumschalter kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Batteriestatusanzeige

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Ziffernschritt g	Höchstlast kg
8310.01.001 Kleintierwaage „Home“	Nein	10	20

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
---------------	--------------

Ausführung	
------------	--

5040.02.001	
-------------	--



Beschreibung

Transporttasche schwarz, mit Trageriemen und strapazierfähigem Reißverschluss
