



Kleintierwaage "Cosy"

8310.02

- ▶ Memory-Funktion zum Aufruf des letzten Gewichtswertes
- ▶ Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- ▶ Hold- und Trierfunktion
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion

Eigenschaften

- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- ▶ Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- ▶ Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion: Der Gewichtswert wird eingefroren, nach Entlastung geht die Waage automatisch auf Null zurück
- ▶ Memory-Funktion: Der zuletzt ermittelte Gewichtswert kann erneut aufgerufen werden
- ▶ Einheitenumschalter kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Produkte

| Bestellnummer | Konf.bew. | Ziffersschritt | Höchstlast |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Ausführung | | g | kg |
| 8310.02.001 | Nein | 5 | 20 |
| Kleintierwaage "Cosy" | | | |

Zubehör

Bestellnummer

Ausführung

Beschreibung

5908.09.002

Steckernetzteil 6V / 500 mA
