



Babywaage geeicht

7725

- ▶ Geeicht Klasse III, MPG Klasse 1
- ▶ Besonders hohe Auflösung 2 g / 5 g
- ▶ Tarafunktion, Holdfunktion
- ▶ Babywaage mit ansteckbarem Babylängenmessstab (Option)
- ▶ Netz- und Batteriebetrieb



Eigenschaften

Die Soehnle Professional Babywaage 7725 ist eine Zweiteilungswaage mit hoher Präzision und Zuverlässigkeit. Dämpfungs- und Holdfunktionen garantieren eine stabile Gewichtsanzeige. Ein weiterer Vorteil der Babywaage ist ihr stabiler und kippsicherer Stand für sicheres Wiegen unserer Babys. Pflegeleichter Kunststoff und ergonomische Formen ohne Rillen und Einzelteile ermöglichen eine einfache und hygienische Reinigung.

- ▶ Geeicht nach Klasse III, MPG Klasse 1
- ▶ Attraktive Babywaage mit besonders kleinem Zifferschnitt 2 g / 5 g
- ▶ Großes LCD-Display mit 20 mm hohen Ziffern
- ▶ Großer Ablesewinkel
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Tariervfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion: Der Gewichtswert wird nach der Entlastung für einige Sekunden gehalten
- ▶ Automatische Nullstellung beim Einschalten
- ▶ Akkustische Signale
- ▶ Babyschale und Gehäuse aus einem Guss
- ▶ Analog/digitaler Baby-Längenmessstab optional erhältlich
- ▶ Einheiten in kg oder lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Netzteil- oder Batteriebetrieb
- ▶ Steckernetzteil mit Kontroll-LED (im Lieferumfang enthalten)

Produkte

Bestellnummer	Konf.bew.	Zifferschnitt	Höchstlast	Abmessungen
Ausführung		g	kg	(mm)
7725.01.001	Ja	2 5	6 15	600×355×120mm
Babywaage 7725, Konformitätsbewertet				
