




Babywaage "Easy" mit Klappfunktion

8320

- ▶ Klappbare Babywaage mit integriertem Tragegriff
- ▶ Leicht und handlich
- ▶ Exakte Gewichtsermittlung durch Achtpunkt-Verwiegung
- ▶ Acht Wägezellen
- ▶ Einfaches und schnelles Öffnen: Haltegriffe auseinander ziehen und Boden entnehmen



Eigenschaften

Die erste Babywaage mit praktischer Klappfunktion für Eltern, Hebammen und Apotheken lässt sich spielend auf die Hälfte ihrer Länge reduzieren und besticht durch ihr geringes Gewicht. Darüber hinaus tragen auch der integrierte Tragegriff sowie ein gelungenes Design in Form eines Beautycase entscheidend dazu bei, dass sie besonders handlich und einfach zu transportieren ist. Selbst bei sehr unruhiger Lage des Kindes garantiert die Achtpunkt-Verriegelung stets eine exakte Gewichtsermittlung, die durch ein ausgesprochen gut lesbares, großes Ziffernbild abgerundet wird. Die Babywaage verfügt über eine umweltfreundliche Abschaltautomatik, die zu einer langen Batterielevensdauer führt.

- ▶ Patentierter Klappmechanismus mit Magnetverschluss
- ▶ Geringer Platzbedarf, leichter Transport
- ▶ Leicht ablesbare LCD-Anzeige
- ▶ Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion: Der Gewichtswert wird nach Entlastung für einige Sekunden gehalten
- ▶ Einheitenumschalter kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit 2 AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Acht Wägezellen
- ▶ Einfaches und schnelles Öffnen: Haltegriffe auseinander ziehen und Boden entnehmen

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Ziffersschritt g	Höchstlast kg
8320.01.001 Babywaage "Easy" mit Klappfunktion	Nein	10	15

Zubehör

Bestellnummer
Ausführung

Beschreibung

5040.01.001



Transporttasche schwarz, mit flexiblem Schultergurt und zwei Tragegriffen oben
