



Mechanische Personenwaage

6163

- Klassische Kreiszeigeranzeige
- Zum einfachen Ablesen in kg-Schritten

Eigenschaften

Die Zeiger- Personenwaagen 6163 sind die idealen Waagen für den Einsatz in der Apotheke, im Fitness- Studio oder in der Reha- Klinik. Unkomplizierte Handhabung, robuste Gehäuse und große Kreiszeigeranzeige in klassischem Design zeichnen die Soehnle Professional- Personenwaagen aus.

- ▶ Große und übersichtliche Kreiszeigeranzeige, Durchmesser 18 cm
- ▶ Einfaches Ablesen in kg-Schritten
- ▶ Manuelle Nullstellung möglich
- ▶ Attraktiver Chrom-Zierring, Durchmesser 21 cm
- ▶ Robustes Gehäuse aus Stahl
- ▶ Wägeplattform mit pflegeleichtem Kunststoffbelag

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Ziffernschritt g	Höchstlast kg
6163.02.001 Mechanische Personenwaage	Nein	1000	160